


Película transparente para incisión que actúa
como barrera bacteriana



OPSITE[®] INCISE, apósito quirúrgico de incisión

Se adhiere perfectamente a los bordes de la herida

Superficie transparente con mínima reflexión

Delgado y resistente

Adaptable y elástico

OPSITE INCISE es una película de poliuretano adhesiva y transparente, que permite la transpiración de la piel, evitando que la humedad se acumule bajo la lámina. OPSITE INCISE se adhiere a la piel de alrededor de la incisión y a los bordes de la herida, durante toda la intervención quirúrgica, por larga que ésta sea.

OPSITE INCISE se adhiere firmemente a la piel circundante a la incisión, evitando así la migración lateral de bacterias, que podrían provocar una infección.

Proporciona un campo estéril alrededor de la zona de incisión. Asimismo, ayuda a mantener la talla quirúrgica en su posición alrededor de la zona intervenida, por lo que limita la necesidad de utilizar pinzas de sujeción.

Beneficios

Adherencia hasta el borde de la herida

Evita la migración lateral de las bacterias debido a que permanece en su lugar incluso durante intervenciones largas y aunque exista retracción de los bordes de la herida.

Superficie transparente con mínima reflexión

La zona de incisión es claramente visible y con escasos reflejos.

Delgado y resistente

OPSITE INCISE es resistente al rasgado, aunque se puede cortar limpiamente con el bisturí.

Adaptable y elástico

OPSITE INCISE se adapta a zonas difíciles de operar. Sus cualidades de elasticidad hacen que sea apropiada incluso para operaciones de elevada manipulación, por ejemplo en la prótesis total de cadera.

Mantiene estéril el campo quirúrgico

OPSITE INCISE actúa de barrera bacteriana por lo que proporciona esterilidad a la zona a manipular.

Proporciona un campo estéril alrededor de la zona de incisión

Aplicadores adhesivos para una seguridad extra y para facilitar su aplicación

Indicaciones

Apropiado para todo tipo de intervenciones quirúrgicas:



1. Ortopédicas
2. Neurocirugía
3. Cirugía mayor abdominal
4. Plástica
5. Corazón abierto y torácicas
6. Oftálmica
7. Pediátricas

Aplicación

La piel se debe preparar de la forma usual antes de aplicar OPSITE INCISE.

Presentación

OPSITE INCISE es estéril y se presenta envuelto individualmente. Su esterilización se realiza gracias al óxido de etileno



Presentaciones

Código	Medidas	Envase
4987	30 x 28 cm	10 u.
4988	45 x 28 cm	10 u.
4995	42 x 40 cm	10 u.
4989	45 x 56 cm	10 u.
4994	84 x 56 cm	10 u.

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 93 373 74 53

EducacionAWC@smith.nephew.com
www.smith-nephew.com/es/

*Marca registrada de Smith & Nephew
© Smith & Nephew